

**Б. Разрешени за употреба лекарствени продукти, представляващи нови за страната
активнодействащи молекули и комбинации**

Име	Севеламер Тева Sevelamer Teva	Регистър ИАЛ
Лекарствена форма	800 mg филмирани таблетки x 30; x 180	20140188 20.06.2014
I N N	Севеламер <i>Sevelamer</i>	
АТС код	V08AE02	
Показания:	<p>Севеламер Тева е показан за контрол на хиперфосфатемия при възрастни пациенти на хемодиализа или перитонеална диализа.</p> <p>Севеламер Тева е показан също за контрол на хиперфосфатемия при възрастни пациенти с хронично бъбречно заболяване, които не са на диализа, със серумен фосфор \geq или 1,78 mmol/l.</p> <p>Севеламер Тева трябва да се използва в контекста на комбиниран терапевтичен подход, който би могъл да включва калциеви добавки, 1,25-дихидрокси витамин D3 или един от неговите аналози, за контролиране на развитието на бъбречно костно заболяване.</p>	
Притежател на РУ	Тева Фармасютикълс България ЕООД България	
Начин на отпускане	по лекарско предписание	
